

ZEISS AxioImager M1 正立螢光顯微鏡

使用規則

1. 本顯微鏡之使用需經訓練，認可，方可單獨上機。
2. 未接受訓練課程者，請事先與本實驗室人員聯絡，由其協助上機。
3. 預約
 - * 使用時段一週前開放預約
 - * 若欲取消，請在預約時段一小時前取消
4. 螢光與雷射電源開啓時，請務必確認距離上一位使用者關機已超過 **30 分鐘**。
5. 使用油鏡應注意勿沾污其他鏡頭。油鏡使用後，應以拭鏡紙將鏡油擦拭乾淨。
6. 使用中出現任何狀況，或發現上一位使用者不當使用，請立即通報管理人。
7. 暫存之檔案請於一週內存取，本實驗室並不提供任何保管責任。
8. 檔案之存取請自備光碟片燒錄，本電腦嚴禁使用 USB。
9. 使用後請於記錄本內確實登記**使用時間、汞燈使用時數及使用狀況**。
10. 離開顯微鏡室前，應將儀器設備恢復原狀並清理乾淨。
11. 未能遵守上述規定者，將予以停權禁用。

實驗室地點：一號館 R315

實驗室電話：3366-4602

顯微鏡管理人：黃麟雅 鄒昀廷 同學